

Selekt+ Sterile Single-Use Dental Needles

- GB** Instructions for use
- GR** Οδηγίες χρήσης
- CZ** Návod k použití
- HU** Használati utasítás
- LV** Lietošanas instrukcija
- LT** Naudojimo instrukcija
- PL** Instrukcja obsługi



KULZER
MITSUBI CHEMICALS GROUP



Manufacturer:
SOFIC, B.P. 282
81207 Mazamet Cedex, France
www.sofic.com

- **SELEKT+ Carpule** – Sterile single-use stainless steel siliconised dental needles with bevel marking.

Indication
Injection of local dental anaesthetic.

Contraindication
Hypersensitivity to any component.

- Instructions for use**
- Break the sterility guarantee seal just before use by turning the two plastic caps in opposite directions.
 - Remove the rear cap
 - Screw the pre-threaded needle onto the pre-threaded hub of the syringe.
 - Remove the plastic cap just before the injection is administered.
 - After use, unscrew using a safe removing procedure complying with local practices/regulations.

Disposal
Discard the used needle into a puncture-resistant container in accordance with applicable local medical waste regulations.

- Warnings**
- In the event that the sterility guarantee seal is already broken, do not use the needle.
 - Never recap needles by hand. Recapping needles by hand or recapping bent or broken needles can cause unintended needle sticks.
 - Do not bend, or otherwise stress needles as serious injuries to you and/or your patient can occur.
 - Do not insert needle to hub during injections, as needles can break and become lodged in patient's tissue, potentially causing serious permanent injury.

- **SELEKT+ Carpule** – Dentální, sterilní jehly určené k jednorázovému použití, z nerezavějící oceli, silikonované s označením zkosení.

Indikace
Injekce lokálního dentálního anestetika.

Kontraindikace
Přecitlivělost na jakoukoli složku.

Návod k použití

- Těsně před použitím roztomte těsnění zaručující sterilitu otčením dvou plastových krytů v opačném směru.
- Odstraňte zadní kryt.
- Našroubujte jehlu se závitů na pist stříkačky se závitů.
- Odstraňte plastový kryt těsně před podáním injekce.
- Po použití jehlu odšroubujte pomocí bezpečného postupu k odstranění v souladu s místními postupy/předpisy.

Likvidace
Použitou jehlu vyhoďte do nádoby odolné proti propíchnutí v souladu s platnými místními předpisy o zdravotnickém odpadu.

- Varování**
- V případě, že je těsnění zaručující sterilitu porušeno, jehlu nepoužívejte.
 - Jehly nikdy znovu nezakrývejte rukou. Opětovné zakrytí jehly rukou nebo zakrytí ohnutých nebo zlomených jehel může způsobit nechtěné pichnutí jehlou.
 - Jehly neohybujte ani na nich jinak nevyvíjejte tlak, protože může dojít k vážnému zranění vaší osoby a/nebo pacienta.
 - Během podávání injekce nekládejte jehlu do pistu, protože jehly se mohou zlomit a zůstat v tkáni pacienta, což může způsobit vážné trvalé zranění.
 - Vyvarujte se nadměrnému tlaku a nadměrnému pohybu jehly

- **SELEKT+ Carpule** – Sterilas, silikonizētas, vienreizējas lietošanas zobārstniecības adatas no nerūsējošā tērauda ar slīpuma marķējumu.

Indikācijas
Šīs adatas paredzētas lokālo anestētiķu injekcijām.

Kontraindikācijas
Paaugstināts jutīgums pret jebkuru sastāvdaļu.

Lietošanas norādījumi

- Pirms lietošanas saplēsiet sterilizācijas garantijas lenti, pagriežot plastmasas aizsargapvalka abas daļas pretējos virzienos.
- Noņemiet aizmugurojo aizsargapvalku.
- Uzskūrviet jehlu uz šļirces vītnes.
- Tiesi pirms injekcijas veiktšanas, viegli pagriežot, noņemiet plastmasas aizsargapvalku.
- Pēc lietošanas noskrūvējiet adatu, ievērojot drošas noņemšanas procedūru saskaņā ar iestādes praksi/noteikumiem.

Utilizācija
Iztīrīto adatu izmetiet neaizsargātā tvertnē saskaņā ar vietējiem spēkā esošajiem noteikumiem par medicīniskajiem atkritumiem.

Bridinājumi

- Ja sterilizācijas garantijas lente jau ir saplēsta, neizmantojiet adatu.
- Nekādā gadījumā neuzlieciet vāciņu uz adatas ar rokām. Ar rokām uzliktot adatu vāciņu vai ar uzliktot vāciņu saliektai vai salauztai adatu, var nejauši iedurt sev adatu.
- Nesalieciet adatu un nepakaujiet to cita veida slodzē, citādi var jums un/vai jūsu pacientam var tikt radīts nopietns ievainojums.
- Veicot injekciju, neieiduriet adatu līdz cilindram, citādi adatu var

- HR** Upute za uporabu
- RO** Instrucțiuni de utilizare
- SK** Návod na použitie
- BG** Инструкции за употреба
- EE** Kasutusjuhend
- SI** Navodila za uporabo

Distributor:
Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2
63450 Hanau (Germany)

CE 2797 (CE: 12/1995)

- Instructions for use**
- Avoid applying excessive pressure and excessive needle movement during injection as this may cause needle breakage, which may result in serious injury to you and/or your patient.
 - The needle is a single-use device, do not reuse the needle on a different patient to avoid cross contamination.
 - Do not reuse the device with several cartridges to avoid performance issues (cannula penetration) and cannula breakage.
 - Do not re-sterilise otherwise sterility and performance of this device cannot be guaranteed.
 - Be especially vigilant when using a needle in a patient who appears to be apprehensive.
- Cautions**
- Store in original packaging until ready to use.
- Storage**
Do not store above 30°C.
- Presentation**
100 needles
- For professional dental use only**
The choice of the most appropriate cannula is the responsibility of the practitioner.
- Dated: 2020-06

Návod k použití

během podávání injekce, protože by to mohlo způsobit poškození jehly, což by mohlo mít za následek vážné zranění vaší osoby a/nebo pacienta.

- Jehla je určena k jednorázovému použití, nepoužívejte ji znovu u jiného pacienta, abyste předešli křížové kontaminaci.
- Nepoužívejte pomůcku s několika náplněmi, abyste předešli problémům s funkcí (penetrace kanyly) a poškození kanyly.
- Opakované nesterilizujte. V opačném případě nemůže být zaručena sterilita.
- Při používání jehly u pacienta, který má strach, buďte obzvlášť opatrní.

Upozornění

- Skladujte v původním obalu až do použití.

Skladování
Neskladujte při teplotách vyšších než 30°C.

Balení
100 jehel

Volba nejvhodnější kanyle je zodpovědností ošetřujícího lékaře.

Výběr jehly závisí na použití lékařem.

Datum revize: 2020-06

Lietošanas instrukcija

salūst un iestrēgt pacienta audos, un tādējādi var tikt radīts nopietns nepārejošs ievainojums.

- Injekcijas laikā pārmērīgi nespiediet adatu un neveiciet pārmērīgas kustības ar adatu, citādi adatu var salīzt, un tādējādi jums un/vai jūsu pacientam var tikt radīts nopietns ievainojums.
- Adatu ir vienreizējas lietošanas ierīce, tādēļ, lai izvairītos no savstarpējas piesārņošanas, neliešiet to citam pacientam.
- Lai izvairītos no darības problēmām (kanulas penetrācija) un kanulas salūšanas, neliešiet adatu atkārtoti ar vairākiem kārtiņiem.
- Nesterilizējiet atkārtoti, citādi nevar garantēt šīs ierīces sterilitāti un atbilstošu darbību.
- Lietojot adatu pacientam, kurš šķiet uztraucies, rīkojieties īpaši piesardzīgi.

Piesardzības pasākumi

- Līdz lietošanas brīdim uzglabāt oriģinālajā iepakojumā.

Uzglabāšana
Neuzglabāt temperatūrā, kas ir augstāka par 30 °C.

Iepakojums
100 adatas

Tikai profesionālai lietošanai zobārstniecībā.

Ārstam ir pienākums izvēlēties vispiemērotāko kanylu.

Teksta pārskatīšanas datums: 2020-06

Ø (mm) x L (mm)	Ø (Ga)	GB: Type of injection / GR: Τύπος έγχυσης / CZ: Typ injekce / HU: Injekció típusa / LV: Injekcijas veids / LT: Švirkstimo tipas / PL: Rodzaj iniekcji / HR: Vrsta injekcije / RO: Tip de injectie / SK: Typ injekcie / BG: Тип инжекция / EE: Süste tüüp / SI: Vrsta injekcije	
GB: Extrashort / GR: Εξαιρετικά κοντός / CZ: Extra krátká / HU: Extra rövid / LV: Īpaši īsa / LT: Ypač trumpa / PL: Super krótka / HR: Posebno kratka / RO: Foarte scurtă / SK: Extra krátka / BG: Изключително къса / EE: Väga lühike / SI: Zelo kratka	0.3 x 12	30	GB: Intraligamentary / GR: Ενδοσυνδεσμικός / CZ: Mezivazivová / HU: Intraligamentaris / LV: Intraligamentāra / LT: Intraligamentinis / PL: Śródwęzłowa / HR: Intraligamentarna / RO: Intraligamentară / SK: Intraligamentárna / BG: Интралигаментарна / EE: Intraligamentaarne / SI: Intraligamentarna
GB: Short / GR: Κοντός / CZ: Krátká / HU: Rövid / LV: Īsa / LT: Trumpa / PL: Krótka / HR: Kratka / RO: Scurtă / SK: Krátka / BG: Къса / EE: Lühike / SI: Kratka	0.3 x 21	30	GB: Periapical / GR: Περιαπικερικός / CZ: Periapická / HU: Periapicalis / LV: Periapiska / LT: Periapikalinis / PL: Okolowierzchołkowa / HR: Periapikalna / RO: Periapicală / SK: Periapikálna / BG: Περιапикална / EE: Periapikaalne / SI: Periapikalna
	0.3 x 25	30	
	0.4 x 16	27	
GB: Long / GR: Μακρός / CZ: Dlouhá / HU: Hosszú / LV: Gara / LT: Ilga / PL: Długa / HR: Dugačka / RO: Lungă / SK: Gara / BG: Дълга / EE: Pikk / SI: Dolga	0.4 x 35	27	GB: Nerve block / GR: Νευρικός αποκλεισμός / CZ: Pro nervový blok / HU: Idegblokád / LV: Nervu bloks / LT: Nervu blokada / PL: Blokada nerwu / HR: Blokada živaca / RO: Bloc de nerv / SK: Blokovanie nervu / BG: Блокиране на нерв / EE: Närviblokaad / SI: Živčni blok

- **SELEKT+ Carpule** – Οδοντιατρικές βελόνες από ανοξείδωτο χάλυβα, αποστειρωμένες με επιτάκλωση αλκόνης και λοστομή.

Ενδείξεις χρήσης
Έγχυση τοπικού οδοντικού αναισθητικού.

Αντενδείξεις
Υπερευαίσθησία σε οποιοδήποτε συστατικό.

Οδηγίες χρήσης

- Κάθε τη σφραγίδα εγγύησης αποστείρωσης λίγο πριν από τη χρήση σφραγίζοντας τα δύο πλαστικά καλύμματα σε αντίθετες κατευθύνσεις.
- Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα
- Βιδώστε την προεξοφωμένη βελόνα στο κοίλωτο στέλεχος της σύριγγας.
- Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα λίγο πριν χορηγήσετε την ένεση.
- Μετά τη χρήση, εξιδιώστε ακολουθώντας την ασφαλή διαδικασία αφαίρεσης σε συμμόρφωση με τις τοπικές πρακτικές/κανονισμούς.

Απόρριψη
Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη βελόνα σε δοχείο ανθεκτικό στα τρυπήματα σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς απόρριψης ιατρικών αποβλήτων.

Ειδοποιήσεις

- Σε περίπτωση που η σφραγίδα εγγύησης αποστείρωσης έχει ήδη παρασπαστεί, μην χρησιμοποιήσετε τη βελόνα.
- Μην επαναποστήσετε ποτέ το κάλυμμα στις βελόνες με το χέρι. Η επαναποσπάση του καλύμματος στις βελόνες με το χέρι ή η επαναποσπάση του καλύμματος σε λιγισμένες ή σπασμένες βελόνες είναι δυνατό να προκαλέσει ανεπιθύμητα τρυπήματα.
- Μην λυγίστε ή άλλως καταπονήτε τις βελόνες, καθώς μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε εσάς και/ή τον ασθενή σας.
- Μην εισάγετε τη βελόνα στο στέλεχος ενώ χορηγείτε την ένεση, καθώς μπορεί να σπάσει και να αγκιστρωθεί στον ιστό του ασθενή, με πιθανό ενδοχρόνιο την πρόκληση σοβαρών μόνιμης βλάβης.
- Αποφύγετε την άσκηση υπερβολικής πίεσης και τους υπερβολικούς ελιγμούς της βελόνας ενώ χορηγείτε την ένεση, καθώς μπορεί να

- **SELEKT+ Carpule** – Steril, egyszer használatos, rozsdamentes acélból készült, szilikon bevonatú fogászati tűk metszlap jélszélse.

Javallat
Helyi fogászati érzéstelenítésre szánt injekció.

Ellenjavallat
Túlérzékenység bármilyen összetevővel szemben.

Használati utasítások

- Törje le a sterilizálást biztosító végzárót közvetlenül a használat előtt a két műanyag sapka ellenkező irányba való elfordításával.
- Távolítsa el a hátsó kupakot.
- Csavarja rá a menetes tűt a fesskendő menetes kónuszára.
- Közvetlenül az injekció beadása előtt távolítsa el a műanyag sapkát.
- A használatot követően csavarja szét az eszközt a helyi gyakorlati/szabályozásoknak megfelelő biztonságos eltávolítási eljárás szerint.

Ártalmatlanítás
Selejtezze le a használt tűt egy szúrásálló gyűjtőedényben az egészségügyi hulladékokra vonatkozó helyi szabályozásoknak megfelelően.

Figyelemretekések

- Abban az esetben, ha a sterilizálást biztosító végzárót már eltörték, ne használja a tűt.
- Soha ne tegye vissza a sapkát kézzel a tűre. A sapkák visszahelyezése kézzel, illetve az ehajlott vagy törött tűt sapkával történő újbill lezárása nem szándékolttúszúrás eredményezhet.
- Ne hajlítsa meg a tűt és máshogyan se fejtsen ki rá nyomást, máskülönben Ön és/vagy a beteg súlyosan megsérülhet.
- Ne vessese bele a tűt a kónuszba az injekció beadása közben, mivel a tű eltörtéhet és beletörtéhet a beteg szövetébe, ezáltal súlyos maradandó károsodást okozhat.

- **SELEKT+ Carpule** – Sterilis nerūdijandācio plieno silikonizuotos dentalinės adatos, skirtos vienkartiniam naudojimui, su nuozolini žymėjimu.

Audojimo indikacijos
Dantų gydymui skirtų vietinių anestetikų švirkštimas.

Kontraindikacijos
Jautrumas bet kuriai šio produkto sudėinei daliai.

Audojimo instrukcijos

- Nuplėškite sterilumo užtikrinimo apsaugą prieš pat audojimą pasukdami dvį plastikines apsaugas į skirtingas puses.
- Nukimkite užpakalinį gaubtuvėlį.
- Prisuikite adatą su sriegiu prie švirkšto srieginės stebulės.
- Nukimkite plastikinį gaubtuvėlį prieš pat audojimą.
- Po audojimo nukimkite adatą pagal vietinę praktiką / reglamentavimą atitinkancį saugaus nuėmimo procedūrą.

Sutvarkymas
Pašalinkite naudotas adatas į duriams atsparią tarą atsižvelgiant į vietos medicininį atliekų reglamentavimą.

Įspėjimai

- Nenaudokite adatos, jei pažeista sterilumo užtikrinimo apsauga.
- Nedėkite gaubtuvėlių ant panaudotų adatų rankomis.
- Gaubtuvėlių dėjimas ant panaudotų adatų rankomis ar dėjimas ant sulinkusių ar sulūžusių adatų gali sąlygoti įsidirgimą.
- Nelenkite ir netiesinkite adatą, nes galite sunkiai susižaloti ar sužaloti pacientą.
- Neįstatykite adatos į stebulę švirkštimo metu, nes adata gali sulūžti ir užstrigti paciento audinyje, o tai gali sunkiai sužaloti.
- Venkite per didelį spaudimą ar papildomų veiksmų su adata

Οδηγίες χρήσης

σπάσει η βελόνα και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός σε εσάς και/ή στο ασθενή σας.

- Η συσκευή έγχυσης είναι μίας χρήσης. Για να αποφύγετε την επιπώλωση, μην χρησιμοποιείτε τη χρησιμοποιημένη συσκευή έγχυσης σε άλλον ασθενή.
- Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευή έγχυσης με διαφορετικές φύλλογες έτσι ώστε να αποτύχετε προβλήματα λειτουργίας (ειδίαιου της κανούλας) και θρόυσης της κανούλας.
- Μην επαναποστευώνετε, καθώς δεν μπορούμε να εγγυθούμε ότι η συσκευή θα παύρει αποστειρωμένη και θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη βελόνα σε ασθενή που δείχνει ανήσυγος.

Προφυλάξεις

- Φυλάξτε στην αρχική συσκευασία μέχρι να είναι έτοιμη για χρήση.

Αποθήκευση
Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασία άνω των 30°C.

Συσκευασία
100 βελόνες

Για επαγγελματική χρήση μόνο στην οδοντιατρική πράξη.
Η επιλογή της καταλληλότερης κανούλας είναι ευθύνη του ιατρού.

Οδηγίες χρήσης: 2020-06

Használati utasítás

- Kerülje a tű túlzottan nagy nyomás alá helyezését és túlzott mozgását az injekció beadása során, mivel az a tű eltörtését okozhatja, ami pedig Ön és/vagy a beteg súlyos sérülését eredményezheti.
- A tűt egyszer használatos eszköz. Ne használja újra a tűt másik betegre a keresztfertőzés elkerülése érdekében.
- Ne használja újra az eszközt több pációnhoz, hogy elkerülje a teljesítmény romlását (kanul penetrációja) és a kanul eltörését.
- Ne sterilizálja újra, máskülönben az eszköz sterilizálása és teljesítménye nem garantálható.
- A tű használatakor fokozott óvatossággal járjon el, ha a beteg nyugtalan.

Ővintézkedések

- Felhasználásig tárolja az eredeti csomagolásban.

Tárolás
Ne tárolja a 30 °C-nál magasabb hőmérsékleten.

Ismeretetés
100 db kétpontos, eldobható, nem újra sterilizálható fogászati tű.

Fogászati szakmai felhasználásra.
A legmegfelelőbb kanul kiválasztásáért a fogorvos a felelős.

Kiadás dátuma: 2020-06

Naudojimo instrukcija

injekcijos metu, nes adata gali sulūžti ir sužaloti jus ar pacientą.

- Švirkštimo priemonė yra skirta vienkartiniam naudojimui. Kad išvengtumėte kŕyžinio užkrėtimo, švirkštimo priemonės pakartotinai nenaudokite kitam pacientui.
- Kad išvengtumėte veikimo problemų (kanulės prasiskverbimo) ir kad kanulė nelūžtų, nenaudokite pakartotinai švirkštimo priemonės su kelionais kasėtimis.
- Nesterilizavokite pakartotinai, nes tokiu atveju neuztikrinamas tinkamas prietaiso veikimas ir sterilumas.
- Ypač atsargiai naudokite adatą, jei asmuo atrodo sutrikęs.

Perspėjimai

- Laikykitė originalioje pakuotėje iki naudojimo.

Laikymas
Laikykite ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Tiekimas
100 adatos

Skirta naudoti tik dantų gydymo specialistams.
Gdytojtas turi pats savo nuožiura pasirinkti tinkamiausią kanulę.

Peržiūros data: 2020-06

- **SELECT+ Carpule – Sterylene** jednorazowe igły dentystyczne z silikonowej stali nierdzewnej ze skośnym nasączeniem.

Wskazania
Iniekcje miejscowego znieczulenia stomatologicznego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek surowiec.

Instrukcja użycia
• Plombę gwarantująca sterylność zdjąć tuż przed zastosowaniem, przekraczając dwie plastikowe osłonki w odwrotnych kierunkach.
• Zdjąć tylną osłonkę
• Przykryć zągwintowaną igłą do zągwintowanej plasty strzykawki.
• Zdjąć plastikową osłonkę tuż przed wykonaniem zastrzyku.
• Po użyciu okładek, stosując procedurę bezpiecznego zdejmowania zgodną z lokalnymi praktykami/przepisami.

Utilizacja
Zużyte igły należy wyrzucać do pojemnika odpornego na przebicie zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów medycznych.

Ostrzeżenia
• Nie stosować igły, jeśli plomba gwarantująca sterylność została zdjęta wcześniej.
• Igły nigdy nie należy nakładać ręcznie. Nakładanie igieł ręcznie lub nakładanie igieł wyjętych bądź złamanych może prowadzić do niezamierzonego uciążlia igłą.
• Nie wyginać ani nie naciskać na igły, ponieważ może to prowadzić do poważnych obrażeń u osoby wykonującej zastrzyk i/lub pacjenta.
• Nie wkładać igły do plasty w czasie iniekcji, ponieważ w konsekwencji igła może się złamać i utkwić w tkance pacjenta, co może

- **SELECT+ Carpule – Ace dentare** din otel inoxidabil, sterile, de unică folosință, siliconate cu indicarea bizuului.

Indicație
Injecțarea anestezicului dentar local.

Contraindicație
Hipersensibilitate la oricare dintre componente.

Instrucțiuni de utilizare
• Rupeti sigiliul care garantează sterilitatea chiar înainte de utilizare prin rotirea celor două capace din plastic în direcții opuse.
• Scoateți capacul posterior
• Insurubați acul filetat pe conectorul filetat al seringii.
• Scoateți capacul de plastic chiar înainte ca injecția să fie administrată.
• După utilizare, desurubați foliosind o procedură de scoatere în siguranță cu respectarea practicilor/reglementărilor locale.

Eliminare
Aruncați acul folosit într-un recipient rezistent la perforare în conformitate cu reglementările locale aplicabile privind deeurile medicale.

Atenționări
• În cazul în care sigiliul care garantează sterilitatea este deja rupt, nu utilizați acul.
• Nu puneți niciodată la loc capacele acelor cu mâna. Punerea cu mâna a capacelor acelor sau punerea capacelor peste acele îndolite sau rupte poate determina infecții accidentale cu acul.
• Nu îndolii și nu tensionați sau nicio altă formă acele, intrucât dumneavoastră și/sau pacientul vă puteți vătaama grav.
• Nu introduceți acul în conectorul seringii în timpul injecțiilor, intrucât acele se pot rupe și pot rămâne în țesutul pacientului, putând cauza vătămări grave permanente.

- **SELECT+ Carpule – Стерилни силиконизирани дентални игли за еднократна употреба от неръждаема стомана с обозначение за скосяване.**

Показание
Инжекциране на локални дентални анестетици.

Противопоказание
Свръхчувствителност спрямо някой от компонентите.

Инструкции за ползване
• Нарушете печата за стерилност точно преди употреба, като завъртите двете пластмасови капачки в противоположни посоки.
• Отстранете задната капачка
• Завинтете иглата с предварителен нарез върху канолата с предварителен нарез на спринцовката.
• Отстранете пластмасовото капаче точно преди поставянето на инжекцията.
• След употреба завинтете чрез прилагане на безопасна процедура за отстраняване, при спазване на приложимите местни практики/разпоредби.

Обезвреждане
Извършете използването игла в контейнер със защита срещу пробиване в съответствие с приложимите местни разпоредби за медицински отпадъци.

Предупреждения
• В случай че целостта на печата за стерилност вече е нарушена, не използвайте иглата.
• Никога не затваряйте собственоръчно повторно игли с капалка. Ръчното затваряне на игли с капалка или затварянето с капалка на огнати или счупени игли може да причини нежелани убождания.
• Не огъвайте или не прилагайте натиск върху игли подложени на натиск по друг начин поради потенциал за сериозни наранявания за вас и/или за вашия пациент.
• Не поставяйте иглата в канолата по време на инжекции, тъй като

- **SELECT+ Carpule – Sterilne** silikonizirane dentalne igle iz nerjavečega jekla za enkratno uporabo z oznako prireza konice.

Indikacije
Injeciranje dentalnega lokalnega anestetika.

Kontraindikacije
Preobčutljivost na katero koli komponento.

Navodila za uporabo
• Prst uporabo zlomiti tesnilo, ki zagotavlja sterilnost, tako da plastična pokrovec obrnete v nasprotni smer.
• Odstranite pokrovec na zadnjem delu.
• Privijte iglo z navojem na priključek brizge z navojem.
• Tik pred injiciranjem odstranite plastičen pokrovček.
• Po uporabi iglo varno odvijte po postopku, ki je v skladu z lokalno prakso/predpisi.

Odstranjevanje
Uporabljeno iglo zavrzite v posodo, ki je odporna na prebadanje, v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi o medicinskih odpadkih.

Opozorila
• Če je tesnilo, ki zagotavlja sterilnost zlomljeno, igle ne uporabljajte.
• Igel nikoli ne pokrivajte s pokrovčkom ročno. Če igle ročno pokrivete s pokrovčkom ali pokrivale skrivljene ali zlomljene igle, se lahko nehotе zbodete z iglo.
• Igel ne zvijajte ali jih drugače obremenjujте, saj lahko tako resno poškodujete sebe in/ali bolnika.
• Med injiciranjem ne vstavljajte igle v priključek, saj se igle lahko zlomijo ali zgodijo v bolnikovo tkivo, kar lahko povzroči resne trajne poškodbe.
• Izogibajte se prevelikemu pritisku in pretiranemu premikanju

Instrukcija obsługi

PL

przewadzić do poważnego i trwałego obrażenia.

- Nie naciskać przesadnie i unikać zbyszniego poruszania igłą w czasie iniekcji, ponieważ może to prowadzić do złamania igły, a w konsekwencji do poważnego obrażenia u osoby wykonującej zastrzyk i/lub u pacjenta.
- Igła jest wyrobem jednorazowego użytku, nie używać ponownie na innym pacjencie, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzywzowemu.
- Nie używać ponownie zestawu z wieloma wkładami, aby zapobiec problemom z działaniami (przedziorawienie kanuili) i złamaniu kanuili.
- Nie poddawać ponownej stylizacji, ponieważ w wyniku takiego działania nie ma pewności co do sterylności i wydajności zestawu.
- Zachować szczegółą czynności podczas stosowania igły u pacjenta z wyraźnymi oznakami lęku.

Prezstrogi
• Przechowywać w oryginalnym opakowaniu aż do zastosowania.

Przechowywanie
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Zawartość opakowania
100 igiel

Wyłączenie do profesjonalnych zastosowań w stomatologii.
Za dobór optymalnej kanuili odpowiada lekarz.

Wersja: 2020-06

- **SELECT+ Carpule – Ace dentare** din otel inoxidabil, sterile, de unică folosință, siliconate cu indicarea bizuului.

Instrucțiuni de utilizare

RO

• Evitați să aplicați o presiune excesivă și să efectuați mișcări ampe cu acul în timpul injectării, intrucât acest lucru poate determina ruperea acului, ceea ce poate produce vătămări grave dumneavoastră și/sau pacientului.

• Acul este un dispozitiv de unică folosință. Nu reutilizați acul la un alt pacient pentru a preveni contaminarea încrucșată.

• Nu reutilizați dispozitivul cu mai multe carpule pentru a evita apariția problemelor de performanță (penetrarea canulei) și spargerea canulei.

• Nu sterilizați. În caz contrar, sterilitatea și performanțele dispozitivului nu pot fi garantate.

• Fiți precaut în special atunci când utilizați un ac la un pacient care pare a se teme.

Precauții
• A se păstra în ambalajul original până la utilizare.

Păstrare
A nu se păstra la temperaturi peste 30 °C.

Prezentare
100 de ace

Exclusiv pentru utilizare profesională în stomatologie.
Alegerea celei mai adecvate canule este responsabilitatea medicului.

Actualizat: 2020-06

- **SELECT+ Carpule – Sterilni** silikonizirani dentialni igli za ednokratna uporaba ot nerjđdajema stomanā s označenjem za skosjavanje.

Инструкции за употреба

BG

иглите могат да се съпчат и да засядат в тъканите на пациента, като потенциално могат да причинят сериозно трайно нараняване.

- Избягвайте излишен натиск и излишно движение на иглата по време на инжекция, тъй като това може да причини счупване на иглата, което може да доведе до сериозно нараняване за вас и/или вашия пациент.
- Иглата е изделие за еднократно ползване, не използвайте повторно иглата за различен пациент, за да избегнете кръстосано заразяване.
- Не използвайте повторно издѣлието с различни пълнители, за да избегнете експлоатационни проблеми (проникване на канюла) и счупване на канюла.
- Не стерилизирайте повторно, в противен случай стерилността и характеристиките на това устройство не могат да бъдат гарантирани.
- Бъдете изключително внимателни при ползване на игла при пациент, който изглежда неспокоен.

Предупреждения
• Съхранявайте в оригинална опаковка, до готовност за ползване.

Съхранение
Не съхранявайте при температура над 30°C.

Форма на издѣлието
100 игли

Само за професионална дентална употреба.
Изборът на най-подходящата канюла е отговорност на лекуващия лекар.

Версия: 2020-06

Navodila za uporabo

SI

igle med injiciranjem, ker se lahko igla zlomi, pri čemer se lahko poškodujete ali in/ali vaš bolnik.

- Igla je pripomoček za enkratno rabo, da bi se izognili navzkrižni kontaminaciji, igle ne uporabljajte pri drugem bolniku.
- Pripomočka ne uporabljajte z več ampulami, da bi se izognili težavam pri delovanju (prodiranje kanile) in zlomu kanile.
- Ne sterilizirajte ponovno, saj v nasprotnem primeru ni mogoče zagotoviti sterilnosti in delovanja pripomočka.
- Iglo uporabljajte še posebej pozorno pri bolniku, ki se zdi prestrašen.

Opozorila
• Do uporabe hranite v originalni embalaži.

Shranjevanje
Ne shranjujte pri temperaturah nad 30 °C.

VSEBINA PAKIRANJA
100 igel

Samo za profesionalno rabo v zobozdravstvu.
Za zižiro najprimernejše kanile je odgovoren zobozdravnik.

Datirano: 2020-06

- **SELECT+ Carpule – Sterilne** silikonizirane dentalne igle za jednokratnu uporabu od nerhđajuceg čelika s oznakom nagiba.

Indikacija
Ubrizgavanje lokalnog dentalnog anestetika.

Kontraindikacija
Preosjetljivost na bilo koju komponentu.

Upute za uporabu
• Slomite brtvu za jamčenje sterilnosti neposredno prije uporabe okretanjem dviju plastičnih poklopaca u suprotnim smjerovima.
• Skinite stražnji poklopac
• Zavijte prethodno narezanu iglu na prethodno narezanu glavicu štrcaljke.
• Naskrutkujte ih na budi način pritiskati igle u skladu s lokalnim propisima o medicinskom otpadu.

Odlaganje
Rabljeni iglu bacite u spremnik otporan na probijanje u skladu s važećim lokalnim propisima o medicinskom otpadu.

Upozorenja
• U slučaju da je brtvu za jamčenje sterilnosti već polomljena, nemojte koristiti iglu.
• Nikada nemojte ponovno zatvarati igle rukom. Ponovno zatvaranje igala rukom ili vraćanje savijenih ili puknutih igala može uzrokovati nenamjerne ubode iglama.
• Nemojte savijati ili na drugi način pritiskati igle jer može doći do ozbiljnih ozljeda za vas i/ili vašeg pacijenta.
• Nemojte umetati iglu do središta cilindra tijekom ubrizgavanja jer

- **SELECT+ Carpule – Sterilné, jednorazové, silikónizované** dentálne ihly z nerezyvajúceho čelíka s označením skosenia.

Indikácie
Injekčné podanie lokálneho dentálneho anestetika.

Kontraindikácie
Precitlivosť na ktorúkoľvek zo zložiek.

Ťavod na použitie
• Tesne pred použitím rozlomite tesnenie zaručujúce sterilitu otočením dvoch plastových krytov v opačnom smere.
• Odstráňte zadný kryt.
• Naskrutkujte ihlu so závitmi na piest striekačky so závitmi.
• Odstráňte plastový kryt tesne pred podaním injekcie.
• Po použití ihlu odskrutkujte pomocou bezpečného postupu na odstránenie v súlade s miestnymi postupmi/predpismi.

Likvidácia
Použitú ihlu vyhoďte do nádoby odnoľej voči prepichnetiu v súlade s platnými miestnymi predpismi o zdravotníckom odpade.

Varovania
• V prípade, že je tesnenie zaručujúce sterilitu porušené, ihlu nepoužívajte.
• Ihly nikdy znovu nezakrývajte rukou. Opätovné zakrytie ihlei rukou alebo zakrytie ohnutých alebo zlomených ihlei môže spôsobiť nečechené pichnutie ihlou.
• Ihly neohýbajte ani na nich inak nevyvíjajte tlak, pretože môže dôjsť k vážnemu zraneniu vašej osoby a/alebo pacienta.
• Počas podávania injekcie nevkľadajte ihlu do piestu, pretože ihly sa môžu zlomiť a zostať v tkanive pacienta, čo môže spôsobiť vážne trvalé zranenie.

- **SELECT+ Carpule – Sterilised** úheokordsett kasutatavad roostevast terasest silikoniseeritud stomatoloogilised nõelad nurga määrgisega.

Näidustus
Kohaliku toimasti süstimine stomatoloogias.

Vastunäidustus
Ülitundlikkus mõne koostisosa suhtes.

Kasutusjuhend
• Purustage steriilsust kinnitav kleebis vahetult enne kasutamist, keerates mõlemat plastikorki vastupidises suunas.
• Eemaldage tagumine kork.
• Keerake keermestatud nõel keermestatud süstajauturi otsa.
• Eemaldage plastikork vahetult enne süste tegemist.
• Kasutamisiärgselt keerake nõel ohutult maha, kasutades selleks kohalike heakskiidetud protseduure.

Kasutuselt kõrvaldamine
Visake kasutatud nõel torkekindlasse mahutisse vastavalt kehtivatele kohalikele meditsiinijäätmete määrustele.

Hoiatused
• Juhul kui steriilsust kinnitav kleebis on juba katki, ärge kasutage nõela.
• Ärge kunagi kinnitage käsiti korki nõelale uuesti peale. Nõelale või paindunud või purunenud nõelale käega korgi uuesti peale kinnitamine võib põhjustada soovimatut nõelatorke.
• Ärge painutage ega rakendage nõelale muul moel jõudu, sest see võib teile ja/või patsiendile tekitada raskeid kahjustusi.
• Ärge sisestage nõela jauturisse süste ajal, sest nõel võib muredu ja patsiendi kudedesse kinni jääda ning põhjustada raske püsiva kahjustuse.

Upute za uporabu

HR

igle mogu pući i zaglaviti se u tkivu pacijenta, što bi moglo dovesti do teške trajne ozljede.

- Izbjegavajte primjenu prekomjernog pritiska i pretjeranog pomicanja igle tijekom ubrizgavanja jer to može uzrokovati pucanje igle, što može imati za posljedicu ozbiljne ozljede za vas i/ili vašeg pacijenta.
- Igla je uređaj za jednokratnu uporabu. Nemojte je ponovno upotrebljavati na drugom pacijentu kako ne bi došlo do križne kontaminacije.
- Nemojte ponovno upotrebljavati uređaj s nekoliko uložaka kako ne bi došlo do problema s performansama (penetracija kanile) i pucanja kanile.
- Nemojte ponovno sterilizirati, u protivnom sterilnost i performanse ovog uređaja ne mogu biti zajamčene.
- Budite posebno oprezni tijekom uporabe igle kod pacijenta za kojeg se čini da je uplašen.

Miere opreza
• Čuvajte u originalnom pakiranju do spremnosti za uporabu.

Pohrana
Nemojte čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Prezentacija
100 igala

Samo za profesionalnu dentalnu uporabu.
Rukovatelj je odgovoran za izbor odgovarajuće kanile.

Revizija: 2020-06

Návod na použitie

SK

• Počas podávania injekcie sa vyhnete nadmernému tlaku a nadmernému pohybu ihly, pretože to môže spôsobiť zlomenie ihly, čo môže mať za následok vážne zranenie vašej osoby a/alebo pacienta.

• Ihle je určená na jednorazové použitie, nepoužívajte ju znovu u iného pacienta, aby ste predišli krížovej kontaminácii.

• Nepoužívajte pomocou s niekoľkými nápiňami, aby ste predišli problémom s funkčnosťou (penetrácia kanyly) a poškodeniu kanyly.

• Opakovane nesterilizujte. V opačnom prípade nemôže byť zarúčená sterilita.

• Pri používaní ihly u pacienta, ktorý má strach, buďte obzvlášť opatrní.

Upozornenia
• Skladujte v pôvodnom obale až do použitia.

Skladovanie
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Balenie
100 ihlei

Výhradne pre profesionálne dentálne použitie.
Za výber najvhodnejšej kanyly je zodpovedný lekář.

Dátum revízie: 2020-06

- **SELECT+ Carpule – Sterilised** úheokordsett kasutatavad roostevast terasest silikoniseeritud stomatoloogilised nõelad nurga määrgisega.

- **SELECT+ Carpule – Sterilised** úheokordsett kasutatavad roostevast terasest silikoniseeritud stomatoloogilised nõelad nurga määrgisega.

Kasutusjuhend

EE

• Vältige süste ajal liigse jõu rakendamist ja liigset nõela liigutamist, sest see võib põhjustada nõela murumise, mis võib tekitada teile ja/või patsiendile raskeid kahjustusi.

• Nõel on úheokordsett kasutatav seade, ristsaastumise vältimiseks ärge kasutage süsteseadet korduvalt erinevatel patsientidel.

• Ärge kasutage seadet korduvalt mitmete kassetidega, et vältida talitlusprobleeme (kanüüli läbitungimine) ja kanüüli purunenemist.

• Ärge steriliseerige uuesti, vastasel juhul ei saa tagada seadme steriilsust ja talitlust.

• Olge eriti hoolikas nõela kasutamisel kartliku patsiendi korral.

Ettevaatusabinõud
• Hoiustage originaalpakendis kuni kasutamiseni.

Hoiustamine
Ärge hoiustage temperatuuril üle 30 °C.

Karbi sisu
100 nõela

Ainult professionaalseks stomatoloogiliseks kasutamiseks.
Kõige paremini sobiva kanüüli valib arst enda vastutusel.

Kuupäevaga: 2020-06